

wekosan REHA · PFLEGE · GESUNDHEIT

Der ideale Begleiter im Alltag, beim Einkaufen oder auf Reisen. Durch sein formschönes, funktionales Rahmenprofil aus Carbon erhält der Rollator "Athlon" seine extrem hohe Stabilität für Benutzergewichte bis max. 150 kg. Der "Athlon" ist, durch den Einsatz von Carbon, bis zu 20% leichter, als andere, am Markt erhältliche Leichtgewichtrollatoren.

EXTRA LEICHT DANK CARBON



Ergonomische Griffe und Bremsen

Sie liegen gut in der Hand und sind auch bei längeren Strecken komfortabel. Die Schlaufenform der Bremshebel lässt sich sehr leicht bedienen.

Sitznetz

für entspannte Ruhepausen.

Leicht faltbar

Durch seine integrierte Faltsicherung bleibt der "Athlon" immer stabil, auch in zusammengefaltetem Zustand. So ist er auch auf Reisen mit Bus, Bahn oder PKW einfach zu transportieren.



Material-Innovation Rahmen aus Carbon - halb so schwer wie Aluminium. härter als Stahl.



mit Stufenhilfe, für die

leichte Überwindung von Stufen und Schwellen.

Die Höhenskalierung ermöglicht die Findung der optimalen Griffhöhe.



MOBILITÄT Ab sofort über EGROH beziehbar!

Der "Athlon" besitzt leichtgängige und zuverlässige, wartungsfreie Bremsen sowie stabile, beanspruchbare Räder. Die einfache Handhabung, das formschöne Design des Rahmens und der Griffe gewährleisten einen bestmöglichen Bedienkomfort.

PREMIUM **CARBON** ROLLATOR

Feststell-Handbremsen und stufenlos in der Höhe verstellbare Griffe.

Sitzhöhen Lieferbar mit 62 cm Sitzhöhe.

Rahmen Formschöne, stabile Rahmenform aus Carbon.

Beispiele Zubehörprogramm: Fordern Sie unsere komplette Zubehörliste an, es lohnt sich.













Große Räder bruchfest, TPE-beschichtet, Komfortabel mit einem mit wartungsfreien Bremsen. Handgriff transportbereit.

Klappbar (auf 22 cm Breite) Inklusive abnehmbare, robuste Einkaufstasche und Stockhalter.

Technische Daten "Athlon":

| Größen | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Benutzer- | Gewicht | Bestell-Nr. |
|----------|--------|-------|----------|----------|------------|---------|-------------|
| | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | größe (cm) | (kg) | |
| Standard | 60,8 | 66 | 79 - 102 | 62 | 150 - 200 | 6,2 | CRBKL600 |

Daten Einkaufstasche:

| 0 "0 00 15 00 111 1 | | | | | | |
|--------------------------------|-------|----|----|----|--|-----------|
| Große 32 15 28 300 g inklusive | Größe | 32 | 15 | 28 | | inklusive |

Auszüge aus unserem reichhaltigen Zubehörprogramm:

| 1 | Stockhalter | ACR01012 |
|---|--------------------------|-----------|
| 2 | Rückengurt Standard | ACR01009L |
| 3 | Tablett groß | ACR01005 |
| 4 | Regen- bzw. Sonnenschirm | ACR01014 |

Rahmenmaterial: Carbon · Maximales Benutzergewicht: 150 kg



2 Rückengurt



3 Tablett





Athlon entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte und ist **(C**-gekennzeichnet.

'Athlon" ist ein Qualitätsprodukt

