

... Konny Komed liefert alles für eine erfolgreiche Kinderversorgung



Kinder-Rehabhilfsmittel wie z.B.

- Kinder-Rollstühle: Aktivrollstühle, Passivrollstühle, Elektrorollstühle (wahlweise mit unterstützender Kommunikation)
- Kinder-Rehawagen, Rehabuggys, Therapiefahrräder
- Kinder-Stehhilfen, Sitz-, Lauf- und Gehhilfen
- Kinder-Alltagshilfen: Pflegebetten, Therapiestühle, Kinder-Bad- und Toilettenhilfen, Kinder-Autositze
- Kinder-Therapiehilfen

Kinder-Orthopädietechnik wie z.B.

- **Orthetik:** Knöchelorthesen, Individuelle Knieorthesen, Ganzbeinorthesen, Reziproke Gehorthese, Peroneausfedern aus Carbonfasern, Metall oder Kunststoff, Sichel- und Klumpfußschienen, Lagerungsorthesen für Arme und Beine, Dynamische Fußorthesen & Einlagen (DAFO&DFO), Talus & Calcaneus Repositions-Ring-Orthesen (TRO&CRO), Rumpforthetik, Skolioseorthese, Innenschuhe und Unterschenkelorthesen, Münsteraner Kyphosen-Orthesen,
- **Prothetik:** Stumpfbettung, Amprothesen, Beinprothesen, Orthoprothesen, Silikonprothesen, Epithesen, Versorgungen nach Brust-OP
- **Mieder- und Korsettversorgung:** Leibbinden nach Maß, Kreuzstützmieder, Überbrückungsmieder, Bettungskorsetts, Rahmenstützkorsetts
- **Einlagenversorgung:** orthopädische Einlagen

Sonderbau / Spezialreha wie z.B.

- Sitzschalen nach Maß
- Individuelle Leichtbauschalen und Konfektionsschalen
- Lagerungsschalen (Ganzkörper und Extremitäten)
- Liegeschalen
- Rehabuggys mit individueller Anpassung
- Behindertengerechte Fahrräder
- Auto-Sicherheitssysteme

Unsere Serviceleistungen

Kundenorientierung genießt bei uns höchste Priorität. Bestes Beispiel ist unser **24 Stunden "Rundum-Service"**. In unserer Werkstatt werden alle Reparatur- und Wartungsarbeiten schnell und zuverlässig durchgeführt. Falls Sie nicht zu uns kommen können, fahren wir die Werkstatt zu Ihnen - Tag und Nacht, 24 Stunden. Auch unser Home-Service liefert Ihnen die bestellten Waren und Hilfsmittel schnellstmöglich an.

Dazu zählen natürlich auch Mietgeräte aus fast allen Sparten der Reha- und Medizintechnik.

Auszug unserer Leistungen:

- Reparatur- und Wartungsservice
- Medizintechnische Überprüfung von Hilfsmitteln
- Hausbesuche
- Schulung von Fachpersonal (Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Therapeuten, etc.)
- Schulung von pflegenden Angehörigen
- Übernahme von Formalitäten und Kostenregelungen gegenüber Krankenkassen
- Fristgerechte Bereitstellung von Hilfsmitteln zum Entlassungstermin aus dem Krankenhaus

Welches Problem Sie auch haben:

Wir freuen uns darauf es lösen zu dürfen!

Kostenlose Rufnummer in Deutschland: 0800 - 11 46 400

Hauptverwaltung und Zentrallager

Hochwaldblick 3-4 · D-54331 Pellingen (bei Trier)
Tel. (0 65 88) 98 3 97 100 · Fax (0 65 88) 98 3 97 200
www.komed-medical.de · info@komed-medical.de

Sanitätshaus im MVZ Konz

Granastraße 70 · D-54329 Konz
Tel. (0 65 01) 98 90 50 · Fax (0 65 01) 98 90 52

Sanitätshaus im MVZ am Marien-Krankenhaus

Avallonstraße 32 · D-56812 Cochem
Tel. (0 26 71) 60 55 11 · Fax (0 26 71) 60 55 12

KoMed Luxemburg in Wasserbillig

40-42, Grand-Rue · L-6630 Wasserbillig
Tel. 00352 - 74 99 77 · Fax 00352 - 74 99 79
www.komed.lu · info@komed.lu



© Gestaltung: www.nottar.de · Fotos: komed, meyra, burmeister, fotolia



Markus Neimann

- Kinder-Reha
- Spezialreha / Sonderbau
- Orthopädietechnik



wir schaffen
LEBENSQUALITÄT



... und noch viel mehr - auch in unserem Online-Shop unter www.komed-medical.de

Kinderrehabilitation



“Wir schaffen Lebensqualität”

Für Kinder mit Behinderung ist uns eine sorgfältige und passgenaue Versorgung wichtig. Sie ist entscheidend für Funktion und Tragekomfort.

Gerade unseren jungen Kunden möchten wir die Möglichkeit geben, ihre Umgebung selbstständig zu erkunden, denn Mobilität ist ein wichtiger Grundstein in der Entwicklung jedes Kindes.

Individuelle Bedürfnisse und Wünsche der kleinen Patienten fließen bei der Herstellung unserer Produkte mit ein und sorgen in der Regel für eine hohe Akzeptanz.

Außerdem ist es unsere Aufgabe mit kleinen, leichten und sehr wendigen Versorgungsmitteln zu unterstützen und zu fördern, um als Ziel die Lebenssituation der Kinder kontinuierlich zu verbessern und auch dem Umfeld die Arbeit zu erleichtern.

Zur Unterstützung und zum Erreichen der Therapieziele (größtmöglicher Erhalt sowie maximale Verbesserung der vorhandenen Funktionen) sind wir immer für Sie da, auch nach der Versorgung.



Orthopädietechnik



Durch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet der Prothetik und Orthetik (auch Kinder-Versorgung) bietet Ihnen unser kompetentes Team individuelle und innovative Lösungen für Ihre spezifischen Probleme.

Ob Prothesen oder Orthesen für die oberen und unteren Extremitäten, ob maßgefertigte Rumpforthesen, Mieder oder Schuheinlagen, wir fertigen für Sie mit modernsten Werkstoffen das Ihren Bedürfnissen und Ansprüchen entsprechende Hilfsmittel.

Sprechen Sie uns an, wir werden zeitnah einen Termin vereinbaren um mit Ihnen gemeinsam ein individuelles Konzept für Ihr zukünftiges Hilfsmittel zu erarbeiten.

Auch nach der Versorgung lassen wir Sie nicht im Stich, denn hier lautet unser Motto:

Nach der Versorgung ist vor der Versorgung!

Das heißt für Sie, sollten unerwartete Probleme jedweder Art mit Ihren Hilfsmitteln auftreten, werden wir uns umgehend darum kümmern und das Problem schnellstmöglich beseitigen.



Sonderbauten



z.B. Sitzschalenbau nach Körpervakuum- abdruck in Weichschaumtechnik

Der Sitzschalenbau nach Körpervakuumabdruck in Weichschaumtechnik gilt als eine der besten Versorgungstechniken für schwer körperbehinderte Patienten. Durch eine Weiterentwicklung von Kaltschaummaterial kann man diese Sitzschalenbauweise in technisch sehr einfacher Form realisieren. Das verwendete Schaummaterial bleibt weich, dauerelastisch, ist grobporig in seiner Struktur und lässt hierdurch eine Luftzirkulation in gewissem Maß zu.

Das zweiteilige Vakuumkissen (Rücken/Sitzfläche) aus hautfreundlichem und leicht zu reinigendem Latex wird durch Aufpumpen mit Luft weich und passt sich den Körperkonturen an. Anschließendes Absaugen der Luft bewirkt eine feste Kissenform, die einen negativen Abdruck der entsprechenden Körperform bildet. Hierdurch kann eine optimale Anpassung des Materials auch an extreme Körperformen gewährleistet werden.

Die Anpassung des Kissens an die Körperoberfläche des Menschen verändert das Verhältnis von Gewicht und Auflagefläche und bewirkt dadurch die Senkung des Auflagedrucks. Auf diese Weise wird eine bestmögliche Druckverteilung erzielt. Im vakuierten Zustand bildet die Unterlage ein festes Polster und kann, wenn nötig, modelliert werden. Bei drohendem oder bereits vorhandenem Dekubitus können gefährdete Körperstellen durch einfaches Eindrücken des Polsters entlastet werden.